



molis^{vt} channel

Die strategische Online-Lösung – verbindet Labore, Ärzte und Patienten

Labore sind besonders dann erfolgreich, wenn sie eng mit Ihren Kunden und Partnern zusammenarbeiten. Um die Zusammenarbeit zu vereinfachen, haben wir ein Instrument geschaffen, mit dem Sie die gesamte Kommunikation und die Prozesse in Ihrem Arbeitsumfeld gestalten.



Links: Anforderung
Rechts: Kummulativ-
befund

Eine Plattform für Sie und Ihre Kunden


molis^{vt} channel stellt Ihren Kunden ein intuitives Diagnostikportal zur Verfügung. Das hoch funktionelle Order-Entry und Result-Report System bündelt unterschiedlichste IT-Systeme zu einer einheitlichen webbasierten Lösung. Zusätzlich steuern Sie Ihr Probenmanagement standort- und disziplinübergreifend bis ins letzte Detail. Der Direktzugriff auf relevante Labordaten und Vorbefunde ermöglicht eine komfortable Abbildung diagnostischer Pfade. Die dezentrale Installation oder die dezentrale Pflege der Stammdaten und Umsetztabelle ist dabei nicht nötig.

Diese Merkmale machen **molis^{vt} channel** zu Ihrem strategischen Werkzeug, das weit mehr kann als übliche Einweiserportale.

Highlights

Mit molis^{vt} channel sparen Sie Arbeitszeit und Kosten

- Dynamische und intuitive Oberfläche: Die einfache Bedienung reduziert den Schulungsaufwand
- Keine Installation von Software beim Endanwender
- Zeitersparnis durch elektronische Daten, die Validierung der Informationen übernimmt das System
- Automatisches Abarbeiten, die visuelle Kontrolle von Scannerdaten entfällt
- Vereinfachung der täglichen Arbeit, elektronisches Erstellen von Formularen und Zusatzdokumenten
- Verbindung heterogener Systeme ermöglicht disziplinübergreifende Workflows



Mit molis^{vt} channel optimieren Sie Ihre Prozesse

- Integriertes Result- und Dokumentenarchiv zur Spezialbefundanzeige
- Durchgängige Fremdversand-Organisation beginnt bereits beim Einsender
- Steuerung heterogener Strukturen mit einer einheitlichen Integrationsplattform
- Realisiert diagnostische Pfade durch symptomorientierte Laboranforderungen

Mit molis^{vt} channel wird die tägliche Arbeit leichter und sicherer

- Optimale Terminplanung mit mehrdimensionaler Serienanforderung
- Weniger Fehler durch automatische präanalytische Funktionen
- Zertifizierung durch integrierte QM-Merkmale